

Поликлональные Антитела Кролика Против Anti-Fam221A Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8C790

Артикул: CM0023131

введение

Fam221a Rabbit pAb — поликлональное антитело, полученное от кролика против мышиноного белка FAM221A. Валидировано для применения в WB, IF/ICC, ELISA, демонстрирует перекрестную реактивность с образцами человека и крысы. Подходит для исследований детекции и локализации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Fam221a Rabbit pAb
Примечания/алиасы	D330028D13Rik; Fam221a
Вид	Мышь
ID гена (человек)	340277
ID гена	231946
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-292 мышиноного белка Fam221a (NP_766315.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8C790
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодовой пакет