

Моноклональное Антитело Против Fam3A Для Wb, IHC-P, Elisa - P98173

Артикул: CM0006475

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого FAM3A (P98173).
Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA); проявляет перекрестную реакцию с мышинным и крысиным гомологами.
Идеально подходит для исследований дезензинов и грибкового иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM3A кроличье моноклональное антитело
Примечания/Алиасы	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
Вид	Человек
ID гена (человек)	60343
ID гена	60343
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-230 человеческого FAM3A (NP_068578.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P98173
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента