

Поликлональное Антитело Против Fam3A Для Вб, Игс-П, Ифа - P98173

Артикул: CM0023700

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому FAM3A (aa 34-230), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Распознает секретируемый белок цитокиноподобного типа массой 25 кДа с предполагаемой дефензинной активностью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	FAM3A кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	60343
ID гена	60343
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-230 человеческого FAM3A (NP_068578.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P98173
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодовой пакет