

Кроличыи Поликлональные Антитела К Fam3B Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P58499

Артикул: CM0017871

введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку FAM3B (PANDER) человека, перекрестно реагирующие с мышинным и крысиным белками. Валидированы для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Используются для изучения апоптоза в альфа- и бета-клетках и функции поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к FAM3B
Примечания/Синонимы	2-21; ORF9; PANDER; PRED44; C21orf11; C21orf76; FAM3B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	54097
Идентификатор гена	54097
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P58499
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом