

Поликлональное Антитело Против Fam3D Для Вестерн-Блота, Ифа - Q96Bq1

Артикул: CM0020923

введение

CamelBio предлагает высокоочищенное кроличье поликлональное антитело против FAM3D (Q96BQ1), валидированное для Вестерн-блота и ИФА с перекрестной реактивностью к мышиным и крысиным образцам. Идеально подходит для изучения роли секретируемого гликопротеина FAM3D в биологии плаценты и лектин-зависимых путях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM3D Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	EF7; OIT1; FAM3D
Вид	Человек
GenelD	131177
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 24-204 человеческого FAM3D (NP_620160.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96BQ1
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодильный пакет