

Поликлональные Антитела Против Fam46A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Ip4

Артикул: CM0016513



введение

Кроличьи поликлональные антитела против FAM46A, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий и мышинный терминальный нуклеотидилтрансферазу 5A, цитоплазматическую поли(А)-полимеразу, участвующую в минерализации костей и функции остеобластов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM46A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	OI18; XTP11; FAM46A; C6orf37
Вид	Человек
GeneID (человек)	55603
GeneID	55603
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-400 человеческого FAM46A (NP_060103.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96IP4
Молекулярный вес белка	50 кДа
Доставка	Сумка со льдом