

Кроличья Поликлональная Антитело К Fam50B Для Wb, Ihc-P, Ифа - Q9Wtj8

Артикул: CM0022146

введение

Кроличья поликлональная антитела против мышиногo FAM50B, подходит для WB, IHC-P, ИФА. Перекрестная реактивность с человеком, мышью, крысой. Подходит для исследований экспрессии в яичках и изучения ацетилирования. Иммуноген: рекомбинантный слитый белок аминокислоты 70-150.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Fam50b кроличья пАнт
Примечания/Синонимы	X5L; D0H6S2654E; XAP-5-подобный; Fam50b
Вид	Мышь
ID гена (человек)	26240
ID гена (мышь)	108161
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-150 мышиногo Fam50b (NP_620085.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9WTJ8
Молекулярная масса белка	40кДа
Доставка	Холодовой пакет