

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Fam65B Для Wb, If-P, Elisa - Q9Y4F1

Артикул: CM0026658

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого FAM65B (RIPOR2), валидированные для WB, IF-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения клеточной поляризации, миогенеза и путей, связанных с глухотой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM65B кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	PL48; DFNA21; DIFF40; DIFF48; FAM65B; MYONAP; C6orf32; DFNБ104
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9750
GeneID	9750
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого FAM65B (NP_056948.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4F9
Молекулярный вес белка	119кДа
Доставка	Сумка со льдом