

Поликлональные Антитела Против Fam96B Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y3D0

Артикул: CM0026458

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого FAM96B (CIA2B/MIP18), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, также реагируют с мышинным белком. Подходят для исследований сборки кластеров железо-серра и сегрегации хромосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM96B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CIA2B; MIP18; FAM96B; CGI-128
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51647
GeneID	51647
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-163 человеческого FAM96B (NP_057146.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y3D0
Молекулярный вес белка	18 кДа
Доставка	Сумка со льдом