

Кроличье Поликлональное Антитело Против Fam98B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q52Lj0

Артикул: CM0023789

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FAM98B (субъединица комплекса тРНК-сплайсинговой лигазы) для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения процессинга тРНК и исследований колоректального рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM98B Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FAM98B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	283742
GeneID	283742
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-225 человеческого FAM98B (NP_775882.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q52Lj0
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом