


Моноклональное Антитело К Fanca Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15360

Артикул: CM0009221



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок FANCA (163 кДа), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально для исследований анемии Фанкони, репарации межцепочечных сшивок и изучения стабильности хромосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FANCA Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	FA; FA1; FAA; FAN; FA-H; FACA; FANCH; FANCA
Вид	Человек
Gene ID (Human)	2175
Gene ID	2175
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-104 человеческого белка FANCA (O15360).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15360
Молекулярная масса белка	163 кДа
Доставка	В пакете со льдом