


Кроличье Поликлональное Антитело Против Fanca Для Вб, Ифа - O15360

Артикул: CM0027425



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого FANCA. Валидировано для вестерн-блота (ВБ) и ИФА. Распознает белок группы А анемии Фанкони, критически важный для репарации межнитевых сшивок ДНК и поддержания стабильности хромосом. Подходит для исследований анемии Фанкони и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FANCA Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	FA; FA1; FAA; FAN; FA-H; FACA; FANCH; FANCA
Вид	Человек
ID гена (человек)	2175
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-275 человеческого FANCA (NP_000126.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15360
Молекулярная масса белка	163 кДа
Доставка	С ледяным пакетом