

Кроличье Моноклональное Антитело Против Fancd2 Для Wb, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Артикул: CM0003860



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого FANCD2, подходящее для WB, IP и ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белками. Идеально подходит для изучения репарации ДНК, анемии Фанкони и хромосомной стабильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	FANCD2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2177
GeneID	2177
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого FANCD2 (Q9BXW9).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BXW9
Молекулярный вес белка	164 кДа
Доставка	Сумка со льдом