

Кроличье Поликлональное Антитело Против Fancd2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Артикул: CM0019028



введение

Кроличье поликлональное антитело против FANCD2 для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IP, ELISA. Определяет белок FANCD2 человека и крысы, ключевой белок репарации ДНК. Подходит для исследований анемии Фанкони, хромосомной нестабильности и ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против FANCD2 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
Вид	Человек
ID гена	2177
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 540-720 белка FANCD2 (NP_001018125.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9BXW9
Молекулярная масса белка	164 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом