


Антитела Кролика Против Fancg (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15287

Артикул: CM0029164



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого FANCG (FAG/XRCC9). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Подходят для исследований репарации ДНК и анемии Фанкони.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FANCG Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FAG, XRCC9, FANCG
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2189
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15287
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом