

Поликлональное Антитело Кролика Против Fanci Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nvi1

Артикул: CM0030172



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок FANCI, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Идеально для исследований репарации повреждений ДНК, анемии Фанкони и клеточных чекпоинтов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против FANCI (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	KIAA1794; FANCI
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55215
ID гена	55215
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1061-1328 человеческого белка FANCI (NP_001106849.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NVI1
Молекулярная масса белка	149 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом