


Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Fancl Для Вестерн-Блота И Ифа — Q9Nw38

Артикул: CM0030124



введение

Поликлональные кроличьи антитела к FANCL, валидированные для Вестерн-блота и ИФА, реагируют с мышинным белком. Направлены против Е3 убиквитин лигазы, участвующей в репарации ДНК при анемии Фанкони. Идеально подходят для изучения ответа на повреждение ДНК и пролиферации половых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FANCL Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	POG; PHF9; FAAP43; FANCL
Вид	Человек
ID гена (человек)	55120
ID гена	55120
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NW38
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодовой пакет