


Кроличье Поликлональное Антитело Против Fancm Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q8Iyd8

Артикул: CM0026906



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок FANCM, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Идеально подходит для исследования пути анемии Фанкони, механизмов репарации ДНК и биологии половых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против FANCM
Примечания/Альтернативные названия	POF15; SPGF28; FAAP250; KIAA1596; FANCM
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57697
ID гена	57697
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 390-660 человеческого белка FANCM (NP_065988.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IYD8
Молекулярная масса белка	232 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом