

Анти-Fap (Фибробласт-Активирующий Белок-А) Кроличье Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q12884

Артикул: CM0006339



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий FAP (Q12884). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Важный инструмент для изучения ремоделирования внеклеточного матрикса, фиброза и микроокружения опухоли.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фибробласт-активирующий белок-α (FAP) Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; пролил эндопептидаза FAP; Фибробласт-активирующий белок-α (FAP)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2191
GeneID	2191
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 411-510 человеческого FAP (NP_004451.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12884
Молекулярная масса белка	26 кДа/87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом