

Поликлональные Антитела Против Fap Для If/Icc, Elisa — Q12884

Артикул: CM0028573



введение

FAP Rabbit pAb — это человеческие специфические поликлональные антитела для IF/ICC и ELISA, нацеленные на альфа-активационный протеин фибробластов (Q12884), участвующий в росте опухолей и ремоделировании тканей. Идеально подходят для исследований в области онкологии и фиброза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAP Rabbit pAb
Примечания/алиасы	FAPA; SIMP; DPPIV; FAPalpha
Вид	Человек
GeneID (человек)	2191
GeneID	2191
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 481-580 человеческого FAP (NP_004451.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12884
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Холодовой пакет