

Поликлональные Антитела Против Far1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8Wvx9

Артикул: CM0023639

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого FAR1 (жирноацил-КоА редуктазы 1), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на ключевой фермент биосинтеза жирных спиртов, эфирных липидов и восковых моноэфиров. Идеально подходят для исследований липидного метаболизма и пероксисом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAR1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синонимы	CSPSD; PFCRD; MLSTD2; SDR10E1; FAR1
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	84188
ID гена	84188
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 человеческого FAR1 (NP_115604.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WVX9
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом