

Моноклональное Антитело Против Fas Для Вб, Игк-П, Ифа - P25445

Артикул: CM0003905



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому Fas (CD95, APO-1, TNFRSF6). Валидировано для ВБ, ИГК-П, ИФА с перекрестной реактивностью с крысой. Идеально подходит для исследований апоптоза и иммунной толерантности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Fas кроличье МАТ
Примечания/Алиасы	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas
Вид	Человек
ID гена (человек)	355
ID гена	355
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого Fas (NP_000034.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P25445
Молекулярная масса белка	9-38 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом