

Поликлональные Антитела Кролика Против Fas Для Вестерн-Блота, Ифа - P25445

Артикул: CM0017590



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого Fas (CD95/APO-1), подходящие для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами, что делает антитела идеальным инструментом для исследований апоптоза и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Fas кроличьи пАнт
Примечания/алиасы	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas
Вид реагируемого антигена	Человек
ID гена (человек)	355
ID гена	355
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 200-300 человеческого Fas (NP_000034.1).
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25445
Молекулярная масса белка	9-38 кДа
Условия доставки	С ледяным аккумулятором