


Моноклональное Антитело Против Анти-Фаскину/Fscn1 Для Wb, Ihc-P, Ифа - Q16658

Артикул: CM0007787



введение

Кроличье моноклональное антитело против Фаскина (FSCN1), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Распознает актин-сшивающий белок массой 55 кДа, участвующий в формировании клеточных выростов и миграции клеток. Идеально подходит для исследований цитоскелета и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Fascin/FSCN1 кроличье мкАт
Примечания/Альтернативные названия	HSN; SNL; p55; FAN1; Fascin/FSCN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6624
ID гена	6624
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 249-362 белка Fascin/FSCN1 человека (Q16658).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16658
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом