

Кроличыи Поликлональные Антитела K Fastkd1 Для Wb, Elisa - Q53R41

Артикул: CM0027762

введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку FASTKD1 человека, валидированные для методов вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживают эндогенный FASTKD1 в образцах человека, мыши и крысы. Подходят для митохондриальных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FASTKD1 кроличыи поликлональные антитела (pAb)
Примечание/Синоним	FASTKD1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	79675
Идентификатор гена	79675
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 638-847 FASTKD1 человека (NP_078898.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q53R41
Молекулярная масса белка	97 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет