

Поликлональное Антитело К Fastkd2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Nyy8

Артикул: CM0030618

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на FASTKD2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Детектирует белок FASTKD2 человека и мыши (81 кДа). Критически важно для исследований сборки большой митохондриальной рибосомной субъединицы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FASTKD2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	COXPD44; KIAA0971
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22868
GeneID	22868
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 51-150 белка FASTKD2 человека (NP_055744.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NYY8
Молекулярная масса белка	81 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом