


Поликлональные Антитела Anti-Fat10/Ubd Для Иф/Исс, Ифа - O15205

Артикул: CM0017857



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого убиквитина D (FAT10/UBD), валидированные для ИФ/ИСС и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для изучения убиквитинподобных модификаций, протеасомной деградации и путей врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAT10/UBD Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10537
ID гена	10537
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-165 человеческого FAT10/UBD (NP_006389.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИСС, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15205
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	В ледяном пакете