


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Fat10/Ubd Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - O15205

Артикул: CM0027287



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого FAT10/UBD (убиквитин D). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с человеческими и мышиными образцами. Молекулярная масса белка 18 кДа. Идеально подходит для изучения убиквитин-протеасомного пути, иммунитета и почечных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	FAT10/UBD Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10537
ID гена	10537
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-165 человеческого FAT10/UBD (NP_006389.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15205
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Сумка со льдом