

Кроличье Моноклональное Антитело Против Синтазы Жирных Кислот (Fasn) Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Иммунопреципитации, Elisa - P49327

Артикул: CM0002607



введение

Это кроличье моноклональное антитело нацелено на синтазу жирных кислот (FASN) человека, валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации и ELISA. Реагирует с FASN человека, мыши и крысы, подходит для исследований биосинтеза жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к синтазе жирных кислот (FASN)
Примечания/Альтернативные названия	FAS; OA-519; SDR27X1; Синтаза жирных кислот (FASN)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2194
GeneID	2194
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 2400-2500 человеческой FASN (P49327).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49327
Молекулярная масса белка	273 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом