

Кроличья Поликлональная Антитело Против Синтазы Жирных Кислот (Fasn) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49327

Артикул: CM0018101



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого FASN, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает эндогенный FASN в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма жирных кислот и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Синтаза жирных кислот (FASN) Кроличья pAb
Примечания/аллиасы	FAS; OA-519; SDR27X1; Fatty Acid Synthase (FASN)
Вид	Человек
GeneID	2194
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 2221-2511 человеческой синтазы жирных кислот (FASN) (NP_004095.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49327
Молекулярная масса белка	273 кДа
Доставка	Холодильный пакет