

Кроличье Поликлональное Антитело К Fbln5 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - Q9Ubx5

Артикул: CM0029158

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Фибулина-5 (FBLN5) для исследования эластических волокон и внеклеточного матрикса. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к FBLN5
Примечания/Альтернативные названия	EVEC; UP50; ADCL2; ARMD3; CMT1H; DANCE; ARCL1A; FIBL-5; HNARMD; FBLN5
Вид	Человек
GeneID (человек)	10516
GeneID	10516
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 199-448 человеческого FBLN5 (NP_006320.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBX5
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом