

Поликлональные Антитела Против Anti-Fbx32/Fbxo32 Для Wb, If-P, Elisa - Q969P5

Артикул: CM0026320

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого Fbx32/FBXO32 (Atrogin-1, MAFbx), подходящие для WB, IF-P и ELISA. Распознают образцы человека и мыши. Ключевой инструмент для изучения мышечной атрофии и убиквитин-зависимого протеолиза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Fbx32/FBXO32 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
Вид	Человек
ID гена	114907
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 206-355 человеческого Fbx32/FBXO32 (NP_478136.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q969P5
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом