

Поликлональные Антитела Против Anti-Fbx32/Fbxo32 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Ифа (Elisa) - Q969P5

Артикул: CM0025101

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Fbx32/FBXO32 (Atrogin-1, MAFbx). Валидированы для WB, IF-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими и мышинными образцами. Нацелены на E3 убиквитин-лигазу, участвующую в атрофии мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Fbx32/FBXO32 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
Вид	Человек
ID гена (Человек)	114907
ID гена	114907
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 206-355 человеческого Fbx32/FBXO32 (NP_478136.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q969P5
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент