

Поликлональные Антитела Против Fbxl12 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nxx8

Артикул: CM0015872

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого FBXL12 (белок, содержащий F-box/LRR-повторы 12). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с мышью. Необходимый инструмент для изучения убиквитин-зависимого протеолиза и остановки клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FBXL12 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Fbl12; FBXL12
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54850
ID гена	54850
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-326 человеческого FBXL12 (NP_060173.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NXX8
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом