


Кроличья Поликлональная Антитела Против Fbxl2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ukc9

Артикул: CM0016723



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок FBXL2 (FBL2/FBL3), подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований убиквитин-опосредованного протеолиза, регуляции клеточного цикла и воспалительной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против FBXL2
Примечания/Альтернативные названия	FBL2; FBL3; FBXL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25827
GeneID	25827
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-240 человеческого FBXL2 (NP_036289.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKC9
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом