

Поликлональные Антитела Против Fbxo2 Для Wb И Elisa - Q9UK22

Артикул: CM0029037

введение

Кроличьи поликлональные антитела к FBXO2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью к белкам мыши и крысы. Направлены на F-бокс белок 2 — субъединицу, распознающую субстрат убиквитин лигазы SCF, участвующую в ассоциированной с ЭПР деградации гликопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FBXO2 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	FBG1; FBX2; Fbs1; OCP1; NFB42; FBXO2
Вид	Человек
ID гена (человек)	26232
ID гена	26232
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-296 человеческого FBXO2 (NP_036300.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UK22
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодильный пакет