

Поликлональное Антитело Против Fbxo3 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9Uk99

Артикул: CM0017621



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок FBXO3 (F-box only protein 3), валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Показывает перекрестную реактивность с мышинным белком. Подходит для изучения функции E3 убиквитинлигазы и путей деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FBXO3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FBA; FBX3; FBXO3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26273
ID гена	26273
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого FBXO3 (NP_036307.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9UK99
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	В пакете со льдом