

Поликлональные Антитела Против Fbxo31 Для Вестерн-Блоттинга - Q5Xux0

Артикул: CM0012914



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого FBXO31 (aa 240-539), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинными и крысиными ортологами. Идеально подходят для изучения повреждения ДНК и регуляции клеточного цикла. Молекулярная масса белка ~61 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FBXO31 кроличья пAb
Примечания/алиасы	FBX14; Fbx31; MRT45; FBXO14; pp2386; FBXO31
Вид	Человек
GeneID (человек)	79791
GeneID	79791
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240-539 человеческого FBXO31 (NP_079011.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q5XUX0
Молекулярная масса белка	61кДа
Доставка	Айс-пак