

Поликлональные Антитела Против Fbxo42 Для Вб, Ифа - Q6P3S6

Артикул: CM0022612

введение

Кроличы поликлоральные антитела против человеческого FBXO42, валидированные для вестерн-блота (ВБ) и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с мышинным белком. Подходят для изучения функции убиквитин-лигазы SCF E3 и деградации p53.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	FBXO42 кроличья пАт
Примечания/алиасы	JFK; Fbx42; FBXO42
Вид	Человек
ID гена (человек)	54455
ID гена	54455
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 468–717 человеческого FBXO42 (NP_061867.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q6P3S6
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	Хладоэлемент