

Поликлональные Антитела Против Fbxo42 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) - Q6P3S6

Артикул: CM0013173

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против FBXO42 (JFK, Fbx42). Валидированы для WB, ИHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Полезны для изучения путей убиквитин-лигазы SCF и деградации p53.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FBXO42 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	JFK; Fbx42; FBXO42
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54455
ID гена	54455
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 468-717 человеческого FBXO42 (NP_061867.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6P3S6
Молекулярный вес белка	78кДа
Доставка	Сумка со льдом