

Поликлональное Антитело Против Fbxw11 Для Вестерн Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - Q9Ukb1

Артикул: CM0021466



введение

FBXW11 Rabbit pAb - это поликлональное антитело кролика против человеческого FBXW11. Подходит для Вестерн блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА и реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований убиквитинирования, сигнального пути Wnt и пути NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FBXW11 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	Hos; BTRC2; FBW1B; Fbw11; BTRCP2; FBXW1B; NEDJED; FBXW11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23291
Иммуноген	Синтетический пептид человеческого FBXW11.
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKB1
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом