

Поликлональное Антитело Против Fbxw5 Для Вб, Ифа - Q969U6

Артикул: CM0028987

введение

Человеческое кроличье поликлональное антитело к FBXW5, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Направлено против белка 5, содержащего повтор F-box/WD (64 кДа), субъединицы распознавания субстрата комплексов убиквитин-лигазы SCF и DCX E3 — идеально подходит для исследований убиквитинирования, клеточного цикла и дупликации центриолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FBXW5 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	Fbw5; FBXW5
Вид	Человек
ID гена (человек)	54461
ID гена	54461
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 184-566 человеческого FBXW5 (NP_061871.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q969U6
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Холодильный пакет