

Поликлональные Антитела Против Fbxw7 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q969H0

Артикул: CM0030890



введение

Кроличьи поликлональные антитела против FBXW7, подходящие для вестерн-блоттинга, ИГХ (парафин) и ИФА. Обнаруживают FBXW7 с молекулярной массой ~80 кДа в образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на компонент распознавания субстрата убиквитин-лигазы для изучения протеасомной деградации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FBXW7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	AGO; CDC4; FBW6; FBW7; hAgo; FBX30; FBXW6; SEL10; hCdc4; DEDHIL; FBXO30; SEL-10; FBXW7
Вид	Человек
GeneID (человек)	55294
GeneID	55294
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 231-371 человека (NP_361014.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q969H0
Молекулярный вес белка	80kDa
Доставка	Сумка со льдом