

Поликлональные Антитела Кролика К Fbxw8 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8N3Y1

Артикул: CM0022138



введение

Поликлональные антитела кролика к FBXW8, компоненту распознавания субстрата комплекса убиквитинлигазы Cul7-RING. Валидированы для методов WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Полезны для исследований убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FBXW8 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	FBW6; FBW8; FBX29; FBXW6; FBXO29; FBXW8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26259
GeneID	26259
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 500-598 человеческого белка FBXW8 (NP_699179.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8N3Y1
Молекулярная масса белка	67 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом