


Поликлональное Антитело Anti-Fcar Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P24071

Артикул: CM0027373



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FCAR (CD89), валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Распознает человеческий и мышиный белок, идеально для изучения функции Fc-рецепторов в миелоидных клетках и мукозальном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FCAR Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2; FCAR
Вид	Человек
GeneID (человек)	2204
GeneID	2204
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-287 человеческого FCAR (NP_001991.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P24071
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом