

Анти-Fcer1 Alpha Моноклональное Антитело Для Wb, Elisa - P12319

Артикул: CM0007649



введение

Высокоаффинное моноклональное антитело против человеческого FcεR1 alpha (FCER1A), валидированное для WB и ELISA. Подходит для обнаружения рецептора IgE человека, мыши и крысы в исследованиях аллергии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FcεR1 alpha кроличье mAb
Примечания/Алиасы	FCE1A, FcERI, FCERIA, FcεR1 alpha
Вид	Человек
Gene ID (человек)	2205
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-205 человеческого FcεR1 alpha (NP_001992.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12319
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Пакет со льдом