


Поликлональные Антитела Против Fcεr1G Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P30273

Артикул: CM0013730



введение

Кроличьи поликлональные антитела к FCER1G (гамма-цепь Fc-рецептора) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с пробами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области аллергологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к FCER1G
Примечания/Алиасы	FCRG; FCER1G
Вид	Человек
GeneID (человек)	2207
GeneID	2207
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 19-86 человеческого FCER1G (NP_004097.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P30273
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Холодовой пакет