

Антитела Кролика Против Fcf1 (Поликлональные) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y324

Артикул: CM0023145



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого FCF1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеком и крысой. Нацелены на биогенез рибосом, локализованы в ядрышке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FCF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Bka; UTP24; CGI-35; C14orf111; FCF1
Вид	Человек
ID гена	51077
Иммуноген	Синтетический пептид. Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-198 человеческого FCF1 (NP_057046.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9Y324
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом