

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Fcgr1B Для Wb, IHC-P, Elisa - Q92637

Артикул: CM0021046

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого FCGR1B (CD64b), валидированная для Вестерн-блота (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Нацелена на предполагаемый высокоаффинный Fc-рецептор IgG, участвующий в гуморальном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FCGR1B кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	CD34; FCG1; FcRI; CD64b; FCGR1; IGFR1; IGFRB; FCGR1B; FcgammaR1a
Вид	Человек
ID гена (человек)	2210
ID гена	2210
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого FCGR1B (NP_001017986.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92637
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентом