

Поликлональное Антитело Anti-Fcgr2A Для Wb, If-P, Elisa — P12318

Артикул: CM0015369



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий FCGR2A (CD32), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для изучения фагоцитоза, опосредованного Fc-рецепторами, и иммунных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FCGR2A Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcγgammaRIIa; FCGR2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	2212
GeneID	2212
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 34–316 человеческого FCGR2A (NP_001129691.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12318
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом